PSG Germany GmbH Hochstraße 150 -152 · 47228 Duisburg · Germany
Phone +49 (0) 20 65/89 205-0 · Fax +49 (0) 20 65/89 205-40
www.psgdover.com · psg-germany@psgdover.com

Vorvertragliche Data-Act-Produktinformation Quattroflow HTX-Pumpen

1. Art, Format und Umfang der Produktdaten

Die Pumpe erzeugt während ihrer Nutzung insbesondere folgende Daten:

- Betriebsstunden und Nutzungsinformationen
- Druck-, Temperatur- und Durchflusswerte
- Betriebs- und Statusinformationen
- Fehler- und Diagnosemeldungen

Die Daten können über Datenbus sowie als TXT-Datei über einen USB-Export bereitgestellt werden. Die tatsächlich erzeugten Daten können je nach Produktmodell, Firmwareversion, Betriebsbedingungen sowie Intensität und Art der Nutzung variieren.

2. Kontinuierliche und echtzeitnahe Datenerzeugung

Betriebs- und Messdaten werden während des Pumpenbetriebs fortlaufend aktualisiert. Fehler- und Diagnoseinformationen entstehen ereignisbezogen. Eine automatische kontinuierliche Übertragung in Echtzeit erfolgt nicht. Die Daten können bei Bedarf über die vorhandenen Zugangswege abgerufen werden.

3. Speicherung

Die Produktdaten werden lokal auf der Pumpe und nicht auf einem entfernten Server von PSG gespeichert. Die Daten werden bis zum nächsten Überschreiben gespeichert.

4. Zugriff, Abruf und Löschung

Der Nutzer kann ohne Mitwirkung von PSG auf die Produktdaten zugreifen:

- über die kabelgebundene Datenbusschnittstellen.
- über die USB-Exportfunktion im TXT-Format.

Die technischen Voraussetzungen und verfügbaren Datenfelder sind in **der HTX-Software Betriebsanleitung** beschrieben. Die Möglichkeiten zur Löschung der gespeicherten Daten beschränkt sich auf das zurücksetzen auf den Auslieferungszustand.

PSG hat keinen eigenen Zugriff auf die lokal gespeicherten Produktdaten und verwendet diese nicht für eigene Zwecke.

Rev 1.0
23.09.2026